

**「ニプロセーフレットカテーテルキット PU」
「ニプロシリコンカテーテルキット」
仕様変更のご案内(第二報)**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロセーフレットカテーテルキット PU」「ニプロシリコンカテーテルキット」につきまして仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容および変更理由

- キットに同梱されているインジェクションプラグ(型番:IP-2)について、キットへの同梱を取りやめます。

インジェクションプラグ(型番:IP-2)



インジェクションプラグ(型番:IP-2)については、使用される機会が少なく廃棄されることが多いことから、同梱を取りやめることといたしました。

インジェクションプラグ(型番:IP-2)の後継品

インジェクションプラグ(型番:IP-2)




インジェクションプラグ(型番:IP-6)



※IP-6 は別途購入して頂く必要がございます。


- 手技

インジェクションプラグ(型番:IP-2)



カプラをネジ式に回し、接続します
外すときはカプラを左回しで回転させ外します

インジェクションプラグ(型番:IP-6)



青い点同士を合わせて真っすぐ接続します
奥まで押し込み、90度回転しロックします
外すときは奥まで押し込み、回転させ外します

●規格

商品コード	品番(現行)	JAN コード
46009	インジェクションプラグ IP-2	4987458460098

商品コード	品番(後継)	JAN コード
46185	インジェクションプラグ IP-6	4987458461859

関連製品

インジェクションプラグに対応した輸液セット(ニプロフィルターセット、ニプロアイセット)

インジェクションプラグ(型番:IP-2)に対応した輸液セット

商品コード	品番	JAN コード
29192	フィルターセット FPE-20AP-N470-B	4987458291920
29205	フィルターセット FG-20A Y	4987458292057
29209	フィルターセット FG-20BY-N P	4987458292095
29242	フィルターセット FG-20BY-B	4987458292422
29466	フィルターセット FG-20BYCT-N352	4987458294662
29503	フィルターセット FG-20BYW-N	4987458295034
29567	フィルターセット FG-20BY-N34	4987458295676
29571	フィルターセット FG-20BW-N8(2)	4987458295713
29577	フィルターセット FG-20BW-N42	4987458295775
66074	アイセット ITS-100	4987458660740
66090	アイセット IT-30	4987458660900
66091	アイセット IT-30Y	4987458660917
66092	アイセット ITS-30	4987458660924
66095	アイセット IT-15-3P(R)	4987458660955
66096	アイセット IT-15-3P	4987458660962
66098	アイセット ITS-30Y	4987458660986
66131	アイセット ITS-30-B	4987458661310
66135	アイセット IT-30-B	4987458661358
66136	アイセット IT-30Y-B	4987458661365
66257	アイセット I-ZS-1(2)	4987458662577

インジェクションプラグ(型番:IP-6)に対応した輸液セット

商品コード	品番	JAN コード
53420	フィルターセット FIB-E02A3PRN	4987458534201
53100	フィルターセット FI-02AYEL	4987458531002
53300	フィルターセット FI-02BYEN	4987458533006
53421	フィルターセット FIB-02BYEL	4987458534218
※		
53419	フィルターセット FI-02BYFN-2	4987458534195
53404	フィルターセット FI-02BYGN01	4987458534041
※		
53404	フィルターセット FI-02BYGN01	4987458534041
54015	アイセット IIS-ITS100N	4987458540158
54001	アイセット IIS-IT30N	4987458540011
54013	アイセット IIS-IT30YN	4987458540134
54002	アイセット IIS-ITS30N	4987458540028
54012	アイセット IIB-IT153PL	4987458540127
54007	アイセット IIS-IT153PN	4987458540073
54009	アイセット IIS-ITS30YN	4987458540097
54004	アイセット IIB-ITS30N	4987458540042
54003	アイセット IIB-IT30N	4987458540035
54005	アイセット IIB-IT30YN	4987458540059
54120	アイセット IIS-ZSN	4987458541209

※記載されていない品番はご施設様の担当者より詳細についてご説明いたします。

以上