

食道経由経腸栄養用チューブ


ニプロ栄養カテーテル(ISO 80369-3 適合品) 品番追加のご案内



ENSLIDE™

特長

- 投与後、ロックコネクタをスライドさせることで露出したオスコネクタを 簡単に拭き取ることができます。
- チューブラベルがカプラのストッパーとして機能します。



ロックコネクタがスライドする機構を採用

仕様・発売時期は裏面をご覧ください。

仕 様

医療機器認証番号:221AABZX00062000 医療機器クラス分類:クラスⅡ(管理医療機器)

商品コード	品番・規格	外径	長さ	JANコード
60-930	ENS-3.5F35-IS3	3.5Fr	35cm	4987458609305
60-931	ENS-04F40-IS3	4Fr		4987458609312
60-932	ENS-05F40-IS3	5Fr	40cm	4987458609329
60-933	ENS-06F40-IS3	6Fr		4987458609336
60-934	ENS-05F50-IS3	5Fr	50cm	4987458609343
60-935	ENS-06F60-IS3	6Fr	60cm	4987458609350
60-936	ENS-08F80-IS3	8Fr		4987458609367
60-937	ENS-10F80-IS3	10Fr		4987458609374
60-938	ENS-12F80-IS3	12Fr	80cm	4987458609381
60-939	ENS-14F80-IS3	14fr		4987458609398
60-940	ENS-16F80-IS3	16Fr		4987458609404
60-941	ENS-08F120-IS3	8Fr		4987458609411
60-942	ENS-10F120-IS3	10Fr		4987458609428
60-943	ENS-12F120-IS3	12Fr	120cm	4987458609435
60-944	ENS-14F120-IS3	14Fr		4987458609442
60-945	ENS-16F120-IS3	16Fr		4987458609459

入数:20本/箱

発売時期

2022年3月22日