


「サージット®10 WA ST」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、サージット®10 WA ST の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。 敬具

変更内容・理由

- サージット®10 WA ST の形状を下記の通り変更致します。
また、固定テープの位置も下記の通り変更致します。



※点線：非粘着部



固定テープ3本(左:茶色3本)

固定テープ3本(左:白色1本、右:茶色2本)

- 変更理由
 - ・操作性向上のため現行品の非粘着部にある剥離紙を剥がす工程を無くしました。
 - ・様々なヒューバー針に対応するため非粘着面のサイズを変更いたしました。

対象品番

商品コード	品番	JANコード	初回ロット	変更時期
21099	サージット10WAST NSD10WAST	4987458210990	220311	2022年4月

以上