


「ニプロフィルターセット」ポアサイズ 1.2 μ m フィルタシリーズ 仕様変更の件

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロフィルターセット」につきまして仕様変更致しますのでご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具


変更内容および使用方法

- ポアサイズ 1.2 μ m フィルタの形状が変更になります。部品名：IV-3 → 部品名：IV-5
- ※材質、内容量、性能に変更はありません。




※プライミング方法に変更はありません。

ただし、形状が変更になるのでプライミング時のフィルタの向きについてはご注意ください。



※円盤形状、ナイロンフィルタのフィルタについて変更はなく、現行どおりです。

- コネクタの形状が下記の仕様に変更になります。



対象品番および変更ロット

ニプロフィルターセット

JANコード	商品コード	品番	初回ロット	切り替わり時期
4987458291500	29-150	フィルターセット FG-120PDT	22C25	5月上旬
4987458291111	29-111	フィルターセット FG-120AT-B	22C25	5月下旬
4987458291319	29-131	フィルターセット FG-120AT-N-B	22D ロット以降	未定
4987458291210	29-121	フィルターセット FG-120BT-B	22C24	5月中旬

以上