

お客様 各位



ニプロ株式会社

「UKカフ付カテーテル ステップチップタイプ」販売終了並びに 後継品「UKカフ付カテーテル シンメトリタイプ」発売のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「UKカフ付カテーテル ステップチップタイプ」につきまして、誠に勝手ではございますが、在庫消尽次第、販売を終了させていただくこととなりました。

またそれに伴い、より高い性能が期待できます後継品の「UKカフ付カテーテル シンメトリタイプ」を発売いたしますので何卒宜しくお願い申し上げます。

今後ともご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

対象製品

販売名:UKカフ付カテーテル
医療機器承認番号:22400BZX00343000

対象製品(ステップチップタイプ)			後継製品(シンメトリタイプ)		切替予想時期
商品コード	商品名		商品コード	商品名	
40-649	UKカフツキ UB-1216-WPJ	→	40-697	UKカフツキ UB-1216-WPJS	2022年8月 末頃
40-622	UKカフツキ UB-1218-WPJ	→	40-680	UKカフツキ UB-1218-WPJS	
40-624	UKカフツキ UB-1221-WPJ	→	40-681	UKカフツキ UB-1221-WPJS	
40-650	UKカフツキ UB-1223-WPJ	→	40-692	UKカフツキ UB-1223-WPJS	
40-625	UKカフツキ UB-1225-WPJ	→	40-693	UKカフツキ UB-1225-WPJS	
40-627	UKカフツキ UB-1228-WPJ	→	40-694	UKカフツキ UB-1228-WPJS	
40-623	UKカフツキ UB-1221-WP	→	40-691	UKカフツキ UB-1221-WPS	
40-626	UKカフツキ UB-1228-WP	→	40-695	UKカフツキ UB-1228-WPS	
40-651	UKカフツキ UB-1233-WP	→	40-696	UKカフツキ UB-1233-WPS	

※カテーテルの形状(プレカーブ、ストレート)および長さは、同一の規格となります。

※切替予想時期は、出荷状況により変動する可能性があります。

製品特長

左右対称の先端形状を有するシンメトリタイプでは、血管壁へのへばりつきや逆接時の再循環率の低減が期待できます。

ステップチップ(現行品)



シンメトリタイプ



以上