

お客様 各位

2021年10月  
  
ニプロ株式会社

## 「ニプロ輸液セット」品番集約のご案内(第二報)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、ニプロ輸液セット(一部品番)の販売を終了致しますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

### ご案内内容

#### 1. 販売終了理由

- ・金属びん針からプラスチックびん針へ変更による安全性の向上
- ・類似仕様の規格集約のため

#### 2. 生産終了時期

弊社 2021 年 11 月頃の生産分にて終了

※今回変更予想時期を更新しましたのでご案内します。

### 対象品番および後継品番

- 別紙:切り替わりリスト 参照

以上

ニプロ輸液セット 切り替わりリスト

現行品					
JANCD	商品CD	品番	仕様図	仕様	変更予想時期
4987458030017	03001	ISA-100A21 Z		金属びん針・ 静脈針・タコ管・ゴム管	2022年3月上旬
4987458030048	03004	ISA-100A00 Z		金属びん針・ タコ管・ゴム管	2022年3月上旬
4987458032509	03250	ISA-200A21 Z		静脈針・タコ管・ゴム管	2022年3月上旬
4987458030123	03012	ISA-100A PSV21 Z		金属びん針・ PSVセット・タコ管・ゴム管	2022年1月中旬
4987458030062	03006	ISA-100C21 Z		金属びん針・ 静脈針・タコ管・ゴム管	2022年1月末
4987458031311	03131	ISA-100CP21 Z		金属びん針	2022年1月中旬
4987458030130	03013	ISA-100A PSV22 Z		金属びん針・ PSVセット・タコ管・ゴム管	2022年1月中旬
4987458031328	03132	ISA-100CP22 Z		金属びん針 PSVセット	2022年1月中旬
4987458030147	03014	ISA-100A PSV23 Z		金属びん針・ PSVセット・タコ管・ゴム管	2022年1月末
4987458031335	03133	ISA-100CP23 Z		金属びん針 PSVセット	2022年1月中旬
4987458031021	03102	ISA-110A21 Z		金属びん針・ タコ管・ゴム管 三方活栓	2022年3月中旬
4987458030086	03008	ISA-100C00 Z		金属びん針・ タコ管・ゴム管	2022年1月中旬
4987458032547	03254	ISA-200C00 Z		タコ管・ゴム管	12月中旬
4987458030239	03023	ISA-100D00 Z		金属びん針・ スリップ・ゴム管	2022年2月中旬
4987458030376	03037	ISA-110D01 D30 Z		金属びん針 スリップ・ゴム管 三方活	2022年1月中旬
4987458034107	03410	ISP-110D00D50		金属びん針 スリップ・ゴム管	2022年6月末頃
4987458031342	03134	ISP-210D01M170D60		スリップ・ゴム管	2022年4月頃
4987458032523	03252	ISA-200D00 Z		ロック・ゴム管	2022年1月末
4987458033124	03312	ISA-300A21 Z		静脈針・タコ管・ゴム管	2022年1月末
4987458033384	03338	ISA-300D00 Z		ロック・ゴム管	2022年1月末
4987458033438	03343	ISA-300D00スリップ Z		直結びん針 スリップ・ゴム管	2022年1月末

後継品					
JANCD	商品CD	品番	仕様図	仕様	
4987458032516	03251	ISA-200A00Z		プラスチックびん針 タコ管・ゴム管	
4987458030246	03024	ISA-200CP 21Z		プラスチックびん針 PSVセット	
4987458030253	03025	ISA-200CP22Z		プラスチックびん針 PSVセット	
4987458030260	03026	ISA-200CP23Z		プラスチックびん針 PSVセット	
4987458160011	16001	ISA-210APSV21 Z		プラスチックびん針 PSVセット ※三方活栓形状変更	
4987458032547	03254	ISA-200C00Z		プラスチックびん針 先端スリップ	
4987458032547	03254	ユキセット ISA-200C00 Z		プラスチックびん針 先端スリップ ※商品コード・品番変更なし	
4987458030000	03000	ISE-200Z		プラスチックびん針 先端スリップ 10本入り/袋	
4987458035982	03598	ISA-200Z		プラスチックびん針 先端スリップ 50本入り/箱	
4987458160035	16003	ISA-210D01D30Z		プラスチックびん針 先端スリップ ※三方活栓形状変更	
4987458031342	03134	ISP-210D01M170D60		プラスチックびん針 先端スリップ	
4987458031342	03134	ユキセットISP-210D01M170D60		先端スリップ ※商品コード・品番変更なし	
4987458032530	03253	ISA-200E00Z		先端ロック	
4987458033131	03313	ISA-300A00Z		タコ管・ゴム管	
4987458068010	06801	ISA-V300E00Z		先端ロック	
4987458030000	03000	ISE-200Z		プラスチックびん針 先端スリップ 10本入り/袋	
4987458035982	03598	ISA-200Z		プラスチックびん針 先端スリップ 50本入り/箱	
4987458068010	06801	ISA-V300E00Z		直結びん針 先端ロック	

ニプロ輸液セット 切り替わりリスト

現行品				
JANCD	商品CD	品番	仕様図	仕様
4987458035012	03501	ISA-600A21 Z		静脈針・タコ管・ゴム管 2022年1月中旬
4987458035197	03519	ISA-600D00 Z		スリップ・ゴム管 2022年1月末
4987458035074	03507	ISA-600APSV21 Z		PSVセット・タコ管・ゴム管 2022年6月頃
4987458035081	03508	ISA-600APSV22 Z		PSVセット・タコ管・ゴム管 2022年2月中旬
4987458035098	03509	ISA-600APSV23 Z		PSVセット・タコ管・ゴム管 2022年2月上旬
4987458035111	03511	ISA-600C00 Z		タコ管・ゴム管 2022年1月末
4987458035203	03520	ISA-601D00 Z		ロック・ゴム管 2022年1月末
4987458035425	03542	NIA-600A00 Z		タコ管・ゴム管 2022年2月末
4987458031038	03103	ISA-111E01 Z		金属びん針 三方活栓 2022年6月中旬
4987458031052	03105	ISA-111E00 D70 Z		金属びん針 三方活栓 2022年5月中旬
4987458031069	03106	ISA-121E00 D70 Z		金属びん針 2022年7月末
4987458030741	03074	ISA-131E02D70LCIアーシナン Z		金属びん針 三方活栓 先端ロック 次々回注文より
4987458037665	03766	ISP-101E 01		金属びん針 2022年10月

後継品				
JANCD	商品CD	品番	仕様図	仕様
4987458035029	03502	ISA-600A00Z		タコ管・ゴム管
4987458035074	03507	ユキセット ISA-600APSV21 Z		PSVセット ※商品コード・品番変更なし
4987458035081	03508	ユキセット ISA-600APSV22 Z		PSVセット ※商品コード・品番変更なし
4987458035098	03509	ユキセット ISA-600APSV23 Z		PSVセット ※商品コード・品番変更なし
4987458035111	03511	ユキセット ISA-600C00 Z		先端スリップ ※商品コード・品番変更なし
4987458035234	03523	ISA-601E00Z		先端ロック
4987458035456	03545	NIA-601E00Z		先端ロック
4987458032769	03276	ISA-211E00M130 D70 Z		プラスチックびん針 ※三方活栓形状変更 ※末端チューブ長30cm→70cmへ 変更
4987458032769	03276	ISA-211E00M130D70Z		プラスチックびん針 ※三方活栓形状変更
4987458030734	03073	ISA-221E01M130D60Z		プラスチックびん針
4987458030741	03074	ISA-231E02D70LCZ		プラスチックびん針 ※三方活栓・先端ロック形状変更 ※商品コード変更なし
4987458031083	03108	ISP-201E00		プラスチックびん針