

## 「ニプロ輸液セット」・「ニプロ輸液ポンプ用セット」セーフタッチ輸液システム 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ニプロ輸液セット・ニプロ輸液ポンプ用セット セーフタッチ輸液システム(一部品番)の仕様変更を致しますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 変更理由及び変更内容


#### 1. 変更理由

ISO規格改定のため


#### 2. 変更内容

逆止弁、接続コネクタの形状が変更となります。


【仕様例】



①逆止弁



②接続コネクタ



#### 3. 対象品番及び変更時期

※変更予定時期及び品番は別表にてご案内いたします。

以上

### ニプロ輸液セット

| JANコード        | 商品コード  | 品番                    | 初回ロット   | 変更時期      | 変更内容        |
|---------------|--------|-----------------------|---------|-----------|-------------|
| 4987458035067 | 03-506 | ISA-631WR00 Z         | 22D以降   | 未定        | 接続コネクタ 形状変更 |
| 4987458036064 | 03-606 | STP-216R00 D70        | 22C09P3 | 2022年8月   | 接続コネクタ 形状変更 |
| 4987458036071 | 03-607 | STA-216R00D70 Z       | 22C09P2 | 2022年8月   | 接続コネクタ 形状変更 |
| 4987458037023 | 03-702 | STA-211VI00 Z         | 22C18N3 | 2022年5月下旬 | 逆止弁         |
| 4987458037030 | 03-703 | STP-211VI00           | 22C22N2 | 2022年10月  | 逆止弁         |
| 4987458037047 | 03-704 | STA-221V2I00 Z        | 22C22N4 | 2022年7月   | 逆止弁         |
| 4987458037054 | 03-705 | STP-221V2I00          | 22C22N1 | 2022年9月   | 逆止弁         |
| 4987458037061 | 03-706 | STA-231V3I00 Z        | 22C22N5 | 2022年6月   | 逆止弁         |
| 4987458037078 | 03-707 | STP-231V3I00          | 22C24N1 | 2022年9月   | 逆止弁         |
| 4987458037085 | 03-708 | STA-211VI00D70 Z      | 22D以降   | 未定        | 逆止弁         |
| 4987458037856 | 03-785 | STA-211R00 NS Z       | 22C08P4 | 2022年10月  | 接続コネクタ 形状変更 |
| 4987458038082 | 03-808 | STA-221R00D100NFLZ    | 22C08P6 | 2022年9月   | 接続コネクタ 形状変更 |
| 4987458076169 | 07-616 | STA-236VR001RCP00Z    | 22D23P1 | 2022年8月   | 逆止弁、接続コネクタ  |
| 4987458076190 | 07-619 | STA-231RCP00D75 Z     | 22C19P4 | 2022年6月   | 接続コネクタ 形状変更 |
| 4987458076237 | 07-623 | STA-241V2I2WRM90D80 Z | 22C23N1 | 2022年8月   | 逆止弁         |
| 4987458076268 | 07-626 | STA-241V4I00 Z        | 22D以降   | 2022年9月   | 逆止弁         |
| 4987458076350 | 07-635 | STP-716VI00M110D40    | 22D以降   | 未定        | 逆止弁、接続コネクタ  |
| 4987458076367 | 07-636 | STA-711VI00 Z         | 22C22P3 | 2022年7月   | 逆止弁         |
| 4987458076435 | 07-643 | STA-711R002IDEX3-50Z  | 22C18P4 | 2022年4月下旬 | 逆止弁         |

### ニプロ輸液ポンプ用セット

| JANコード        | 商品コード  | 品番                       | 初回ロット   | 変更時期     | 変更内容        |
|---------------|--------|--------------------------|---------|----------|-------------|
| 4987458074097 | 07-409 | STFP-231V3I00M150D30 Z   | 22D23P2 | 2022年8月  | 逆止弁、接続コネクタ  |
| 4987458074127 | 07-412 | STFP-231V3IM150DSH25WR Z | 22C19P5 | 2022年5月  | 逆止弁、接続コネクタ  |
| 4987458074172 | 07-417 | STFP-231V3MI00M150D60LZ  | 22D08J2 | 2022年8月  | 逆止弁         |
| 4987458074257 | 07-425 | STFP-241V3I00D150Z       | 22D05J2 | 2022年6月  | 逆止弁         |
| 4987458074271 | 07-427 | STFP-211VI00D70 Z        | 22C30P4 | 2022年7月  | 逆止弁、接続コネクタ  |
| 4987458074301 | 07-430 | STFP-311VI00-1 Z         | 22D以降   | 未定       | 逆止弁         |
| 4987458074363 | 07-436 | STFP-221VR00M180D95 Z    | 22C30P6 | 2022年12月 | 逆止弁         |
| 4987458074448 | 07-444 | STFP-246V3MI1R00D100 Z   | 22D19J3 | 2022年6月  | 逆止弁         |
| 4987458074547 | 07-454 | STFP-226WRVM180DEX1-50   | 22D18P1 | 2022年7月  | 逆止弁         |
| 4987458074622 | 07-462 | STFP-231V3I00D100 Z      | 22C10J3 | 2022年5月  | 逆止弁         |
| 4987458074646 | 07-464 | STFP-261VRG00DEX1-100B Z | 22D以降   | 未定       | 接続コネクタ 形状変更 |
| 4987458074684 | 07-468 | STFP-236WRV00DEX3-80 Z   | 22D以降   | 未定       | 逆止弁         |
| 4987458074707 | 07-470 | STFP-701VM180D20Z EX-80  | 22D以降   | 未定       | 逆止弁         |
| 4987458075667 | 07-566 | STFP-211VI00 Z           | 22C30J2 | 2022年6月  | 逆止弁         |
| 4987458075674 | 07-567 | STFP-221V2I00 Z          | 22C19J3 | 2022年6月  | 逆止弁         |
| 4987458554032 | 55-403 | STFP-321V2I00D100 Z      | 22D以降   | 未定       | 逆止弁         |
| 4987458554087 | 55-408 | STFP-241V3I00D70 Z       | 22D以降   | 未定       | 逆止弁         |
| 4987458554100 | 55-410 | STFP-741V3I00D70 Z       | 22C19P6 | 2022年5月  | 逆止弁         |
| 4987458554131 | 55-413 | STFP-221R00M117 2ID30Z   | 22C26P1 | 2022年11月 | 接続コネクタ 形状変更 |
| 4987458554148 | 55-414 | STFP-221R00M117 2ID30    | 22D以降   | 未定       | 接続コネクタ 形状変更 |