

マキシフラックス®「MFX®-SW eco シリーズ」新発売、及び マキシフラックス®「MFX®-S eco シリーズ」販売終了のご案内

拝啓 時下益々のご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、血液透析濾過器マキシフラックス®「MFX®-SW eco シリーズ」を新しく発売させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

また、本製品発売開始に伴い、血液透析濾過器マキシフラックス®「MFX®-S eco シリーズ」の販売を終了いたします。今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

敬具

仕 様

販売名： マキシフラックス®

医療機器承認番号： 22200BZX00931000

クラス分類： クラスⅢ(高度管理医療機器)



発売時期

2022 年 6 月中旬以降

【MFX[®]-S eco シリーズと MFX[®]-SW eco シリーズの対比表】

品番	MFX [®] -S ecoシリーズ	MFX [®] -SW ecoシリーズ
販売名称	マキシフラックス [®]	マキシフラックス [®]
製造販売承認番号	22200BZX00931000	22200BZX00931000
クラス分類	クラスⅢ(高度管理医療機器)	クラスⅢ(高度管理医療機器)
中空糸内径	200 μ m	215 μ m
製品外観		
製品ラベル		
アルミ包装		
外箱(輸送箱)		

※外箱(輸送箱)仕様のみ 2.1 m²の製品画像を使用しております。