

お客様各位

「トウーセットQケアQ4N」及び「カバー付きヤンカー」 販売終了及び後継品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「トウーセットQケアQ4N」につきまして、販売終了する運びとなりました。

つきましては、後継品として「NOHCS®口腔ケアキット6回用」をご案内申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

終了品番

商品コード	商品名	入数	JANコード	備考
21-769	トウーセットQケア Q4 N	20キット	4987458217692	
21-767	カバー付きヤンカー	50本	4987458217678	医療機器

一般的名称 再使用可能な歯科用吸引カニューレ 販売名:カバー付きヤンカー
医療機器届出番号:28B1X10009511001 医療機器クラス分類:クラスⅠ(一般医療機器)

後継品番

商品コード	商品名	入数	JANコード	備考
21-801	NOHCS®口腔ケアキット 6回用	10キット	4987458218019	
21-860	NOHCS®ディスポーザブル排唾管	30本	4987458218606	医療機器

一般的名称:唾液吸引チューブ 販売名:NOHCS®排唾管
医療機器認証番号:303AABZX00057000 医療機器クラス分類:クラスⅡ(管理医療機器)


終了時期

2022年7月末頃

変更内容




①外観

- ・包材のデザインが変更になります。
- ・パックが横向きから縦向きになります。



②吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシ

- ・シャフトが真っ直ぐになり、短くなります。
- ・歯ブラシのヘッドが小さくなります。
- ・スポンジの形状が変わります。(四角形から花型になります)
- ・スポンジの材質が柔らかくなります。




③吸引ON・OFFスイッチ

- ・吸引ハンドルが付属しなくなり、スイッチ部がブラシ・スポンジと一体化になります。
- ・吸引のON・OFFが逆になります。(スイッチを下げるとON、上げるとOFFになります)




④カバー付きヤンカー

- ・「NOHCS®ディスプレイザブル排唾管」は単回使用の医療機器になります。
- ・吸引ハンドルの使用は不要となり、吸引チューブに直接接続可能になります。



⑥液体歯磨き等

- ・トウーセットオーラルリフレッシュからNOHCS®マウスウォッシュになります。
 - ・トウーセットオーラルペーストからNOHCS®マウスペーストになります。
- (味・匂いに変更になりますが、有効成分の種類(CPC)・濃度に変更はありません)



⑦液体歯磨きの開封方法

- ・トウーセットオーラルリフレッシュはパックの外側から破裂させる形式でしたが、NOHCS®マウスウォッシュは切れ込みから開封します。

