

「輸血セット」 仕様変更および品番変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「輸血セット」の仕様変更および一品番の品番変更をいたしますのでご案内申し上げます。



引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- 製品の仕様を変更します。
 - ・コネクタの形状変更をします。
 - ・ラバーバルブ付きの品番は、ラバーバルブをなくします。
- 一品番の仕様と品番を変更します。

変更見本

	変更前	変更後
仕様例	 <p>↓ラバーバルブ ↑ロックコネクタ変更前</p> 	 <p>↓ラバーバルブなし ↑ロックコネクタ変更後</p> 

対象品番および流通開始時期

【仕様変更品番】

JANコード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期	変更箇所
4987458890239	89-023	K-95LZ	未定	次回出荷～	ロックコネクタ・ラバーバルブ
4987458890383	89-038	TF-4A1LZ (ロックキ)	2E17	2022年8月後半	ロックコネクタ
4987458890512	89-051	K-90Z	未定	未定	ロックコネクタ
4987458890543	89-054	TF-3B2LZ	2F08	2023年2月頃	ロックコネクタ・ラバーバルブ

JANコード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期	変更箇所
4987458890550	89-055	TF-4A1LZ(エア-シナジ)	2D25	2022年7月中旬	ロックコネクタ
4987458890642	89-064	K-94LMZ	未定	2022年11月末	ロックコネクタ・ルアーコネクタ
4987458890659	89-065	K-67PLZ	2F27	2022年9月下旬	ロックコネクタ

【仕様変更および品番変更】

・現行品

JANコード	商品コード	品番	仕様	販売終了時期
4987458890376	89-037	TF-4B2Z	エア針・ラバーバルブ・先端スリップ	2022年7月下旬



・後継品

JANコード	商品コード	品番	仕様
4987458890550	89-055	TF-4A1LZ(エア-シナジ)	エア針なし・先端ロック