

お客様 各位

「ニプロ輸液セット eco」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ輸液セット eco」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

ご案内が遅れましたことをお詫び申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。



敬具

変更内容

セーフタッチ PSV 付きの品番において、接続コネクタをスリップからロックへ変更します。

・ISO 規格改定のため

変更内容

	変更前	変更後
仕様	 <p>↑スリップ接続</p>	 <p>↑ロック接続</p>

対象品番および流通開始時期

JANコード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期
4987458033001	03-300	ISE-200ST23 Z	22B22P1	切り替わり済(2022年5月～)
4987458035005	03-500	ISE-200ST22 Z	22B22P3	切り替わり済(2022年6月～)