

パルスオキシメータ

マシモ SET フィンガーパルスオキシメーター マイティサット

新発売のご案内

外観写真（例）



特 長

- 体動や低灌流時に、動脈の拍動成分と静脈等の生体ノイズを識別し測定
- RRp：「呼吸数」をパルスオキシメータで測定可能
- PVi(脈波変動指標)：呼吸によって生じるPi(灌流指標)の動力学的変化を応用し、1回以上の呼吸サイクル間でのPiの変化を算出
- ブルートゥース®無線通信機能搭載によりアプリなどのシステム連携が可能

仕 様

医療機器認証番号:227ADBZX00082000

管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器

商品コード	商品名	入数	参考価格	JANコード
59-133	マイティサット マルチN	1台/箱	40,000 円	4987458591334

※ 消毒：70%イソプロピルアルコールでの消毒が可能

※ 適応：30 kg以上の成人および小児の患者に適応

「Bluetooth®」および「ブルートゥース®」は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、製造販売元マシモジャパン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づき使用しています。

販売開始日：8月2日

製造販売元：マシモジャパン株式会社
 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー24 階

販売元（資料請求先）：ニプロ株式会社
 大阪市北区本庄西 3-9-3