

透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 メスコネクタ及びヘパリンジョイント仕様変更 及びマーカーク削除の件

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。



この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」に使用しておりますメスコネクタ及びヘパリンジョイントの仕様を変更し、チューブへの全ての色のマーカークを廃止いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

金型の老朽化により、メスコネクタとヘパリンジョイントの仕様を変更し、生産効率向上のため、チューブへの全ての色（赤・青・白）のマーカークを廃止いたします。

変更部品	変更前	変更後
メスコネクタ 形状：赤丸印の3箇所が異なります。 材質：コネクタ部 の材質のみポリ塩化ビニルからポリカーボネートへ変更。キャップは変更なし（ポリプロピレン）。	部品番号：N-277, N-278 	部品番号：N-143, N-144 
ヘパリンジョイント 形状：長さが異なります。部品とチューブを接続した形状から、単一部品になります。 材質：変更なし（ポリ塩化ビニル）。	部品番号：219, チューブ  長さ: 約 50mm 径: 2.4mm x 4.3mm	部品番号：N-180  長さ: 約 25mm 径: 2.4mm x 4.3mm
チューブへの全ての色（赤・青・白）のマーカークを廃止		

変更開始ロット

弊社営業担当者より随時ご連絡申し上げます。

以上