

2022 年 8 月



ニプロ株式会社

透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 NS-3030-V2I-2 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」NS-3030-V2I-2 の仕様を変更いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更理由

安定供給を目的とした生産性向上のため。

変更内容

動脈側		
変更箇所	変更前	変更後
補液ラインの長さ	1,200mm	1,000mm
シャント部から補液部まで 3.3x5.6mm のチューブの長さ	1,200mm	1,400mm
ピロー前後チューブの長さ	100mm	75mm
圧力モニターラインのマーカ	あり	なし
圧力モニターラインの径	3.3x5.0mm/1.8x3.65mm	3.3x5.0mm
圧力モニターラインの長さ	1,180mm	1,200mm

静脈側		
変更箇所	変更前	変更後
ダイアライザ下流から混注部ま で 3.3x5.6mm のチューブの長さ	600mm	500mm
液面調整ラインの長さ	200mm	100mm
圧力モニターラインの長さ	1,160mm	1,200mm
圧力モニターラインの径	3.3x5.0/1.8x3.65mm	3.3x5.0mm

※ミニクランプの形状も変更いたします。別紙「ミニクランプ仕様変更の件」をご参照ください。

変更開始ロット

22H15（2022 年 8 月 15 日製造分）以降

以上