

採液針

ENチップ 新発売のご案内



特 長

- シリンジ（ISO 80369-3対応品）に接続し、栄養剤等を吸引する際の採液アダプタです。
- 従来の採液アダプタと比較して内径を細くしているためデッドスペースが小さくなっております。

仕 様

医療機器届出番号：27B1X00045000169

医療機器クラス分類：クラスⅠ（一般医療機器）

商品コード	品番	入数	JANコード
60-909	ENチップS	20本/箱	4987458609091

発売時期

2022年11月7日