

「ニプロフィルターセット」一部品番 欠品および代替製品のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニプロフィルターセット」の一部品番につきまして、新型コロナウイルスの影響により製造遅延が発生したことにより一時的に出荷が困難となりました。

お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、下記の代替製品をご案内申し上げます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JAN コード
29-324	FG-20B S12(4)	15 セット/箱	4987458293245
53-507	STFGP-20ZPG	15 セット/箱	4987458535079
53-525	STFGP-20ZPG-B	15 セット/箱	4987458535253



- ・販売名 : ニプロフィルターセット
- ・医療機器認証番号 : 222AABZX00173000
- ・一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 : クラス II (管理医療機器)

2. 代替品番



商品コード	品番	包装単位	JAN コード
29-321	FG-20B S12(3)	15 セット/箱	4987458293214
53-511	STFGP-20ZPH	15 セット/箱	4987458535116
53-526	STFGP-20BPG-B	15 セット/箱	4987458535260

- ・販売名 : ニプロフィルターセット
- ・医療機器認証番号 : 222AABZX00173000
- ・一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 : クラス II (管理医療機器)



※相違点

	該当品番	代替品番
商品コード	29-324	29-321
品番	FG-20B S12(4)	FG-20B S12(3)
全長	194cm	224cm
形状		

※相違点

	該当品番	代替品番
商品コード	53-507	53-511
品番	STFGP-20ZPG	STFGP-20ZPH
プラグ	2 個(フィルター上 1 個、下 1 個)	3 個(フィルター上 1 個、下 2 個)
形状		

※相違点

	該当品番	代替品番
商品コード	53-525	53-526
品番	STFGP-20ZPG-B	STFGP-20BPG-B
滴数	20 滴	60 滴
形状		

3. 解消時期

商品コード	品番	解消時期
29-324	FG-20B S12(4)	2022 年 12 月 2 日
53-507	STFGP-20ZPG	2022 年 12 月 1 日
53-525	STFGP-20ZPG-B	2022 年 11 月 24 日

以上