

## 「ニプロフィルターセット」一部品番 欠品および代替製品のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニプロフィルターセット」の一部品番につきまして、新型コロナウイルスの影響により製造遅延が発生したことにより一時的に出荷が困難となりました。

お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、下記の代替製品をご案内申し上げます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

### 記

#### 1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード
53-506	STFG-20BRCG	15セット/箱	4987458535062
53-516	STFG-20BPE	15セット/箱	4987458535161



- ・販売名 : ニプロフィルターセット
- ・医療機器認証番号 : 222AABZX00173000
- ・一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 : クラスII (管理医療機器)

#### 2. 代替品番



商品コード	品番	包装単位	JANコード
53-510	STFG-20BPG	15セット/箱	4987458535109

- ・販売名 : ニプロフィルターセット
- ・医療機器認証番号 : 222AABZX00173000
- ・一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
- ・クラス分類 : クラスII (管理医療機器)

#### ※相違点

	該当品番	代替品番
商品コード	53-506	53-510
品番	STFG-20BRCG	STFG-20BPG
側中部	ST三方活栓2個(フィルター上1個、下1個)	ST混注部2個(フィルター上1個、下1個)
形状	 ▲で取り外し可能	

※相違点

	該当品番	代替品番
商品コード	53-516	53-510
品番	STFG-20BPE	STFG-20BPG
側中部	ST 混注部 1 個(フィルター下 1 個)	ST 混注部 2 個(フィルター上 1 個、下 1 個)
形状		

解消時期

商品コード	品番	解消時期
53-506	STFG-20BRCG	2022 年 12 月 23 日
53-516	STFG-20BPE	2022 年 12 月 22 日

以上