

マキシフラックス®「MFX®-EW eco シリーズ」新発売、及び マキシフラックス®「MFX®-E eco シリーズ」販売終了のご案内

拝啓 時下益々のご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、血液透析濾過器マキシフラックス®「MFX®-EW eco シリーズ」を新しく発売させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

また、本製品発売開始に伴い、血液透析濾過器マキシフラックス®「MFX®-E eco シリーズ」の販売を終了いたします。今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

敬具

仕 様

販売名： マキシフラックス®

医療機器承認番号： 22200BZX00931000

クラス分類： クラスⅢ（高度管理医療機器）



発売時期

2023 年 1 月以降

【MFX[®]-E eco シリーズと MFX[®]-EW eco シリーズの対比表】

品番	MFX [®] -E ecoシリーズ	MFX [®] -EW ecoシリーズ
販売名称	マキシフラックス [®]	マキシフラックス [®]
製造販売承認番号	22200BZX00931000	22200BZX00931000
クラス分類	クラスⅢ(高度管理医療機器)	クラスⅢ(高度管理医療機器)
中空糸内径	200 μm	215 μm
製品外観		
製品ラベル		
アルミ包装		
外箱(輸送箱)	<p>側面(短手面)</p>  <p>側面(長手面)</p> 	<p>側面(短手面)</p>  <p>側面(長手面)</p> 

【商品コード・JANコード一覧表】

販売終了品 MFX [®] -E eco シリーズ					新発売品 MFX [®] -EW eco シリーズ				
商品コード	品番	膜面積	入数	JANコード	商品コード	品番	膜面積	入数	JANコード
65-776	MFX [®] -11E eco	1.1 m ²	24	4987458657764	63-868	MFX [®] -11EW eco	1.1 m ²	24	4987458638688
65-778	MFX [®] -13E eco	1.3 m ²		4987458657788	63-870	MFX [®] -13EW eco	1.3 m ²		4987458638701
65-780	MFX [®] -15E eco	1.5 m ²		4987458657801	63-872	MFX [®] -15EW eco	1.5 m ²		4987458638725
65-782	MFX [®] -17E eco	1.7 m ²		4987458657825	63-874	MFX [®] -17EW eco	1.7 m ²		4987458638749
65-784	MFX [®] -19E eco	1.9 m ²		4987458657849	63-876	MFX [®] -19EW eco	1.9 m ²		4987458638763
65-786	MFX [®] -21E eco	2.1 m ²		4987458657863	63-878	MFX [®] -21EW eco	2.1 m ²		4987458638787
65-790	MFX [®] -25E eco	2.5 m ²		4987458657900	63-880	MFX [®] -25EW eco	2.5 m ²		4987458638800