

加圧式医薬品注入器

シュアーフューザー[®]A 簡易型PCAセット

新発売のご案内



特長

- PCA装置のプッシュボタンを押しやすくしました。
- 1箱5本入りで小包装です。

仕様

医療機器承認番号：20300BZZ00452000 高度管理医療機器(クラスⅢ)

JANコード	商品コード	品番	バルーン容量	持続流量	PCAポーラス量	ロックアウトタイム
4987458517754	51-775	P0515/S0504DP	50mL	0.5mL/hr	0.5mL	15分
4987458517761	51-776	P0530/S0504DP	50mL	0.5mL/hr	0.5mL	30分
4987458517778	51-777	P0530/S0502DP	50mL	1.0mL/hr	0.5mL	30分
4987458517785	51-778	P0515/S05-10P	100mL	0.5mL/hr	0.5mL	15分
4987458517792	51-779	P0530/S05-10P	100mL	0.5mL/hr	0.5mL	30分
4987458517808	51-780	P0515/M011-10P	100mL	OFF,0.5,1.0,1.5mL/hr	0.5mL	15分

入数：5本/箱

発売時期

2023年1月30日