

セーフタッチ輸液システム「ニプロ輸液セット、ニプロ輸液ポンプ用セット」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、セーフタッチ輸液システム「ニプロ輸液セット」「ニプロ輸液ポンプ用セット」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。


引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- セーフタッチ混注管の接続部にジョイントチューブを追加します。

【仕様図例】



対象品番及び変更詳細

JANコード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期
4987458038273	03-827	STP-211I00B	23A27P3	2023年5月中旬
4987458038280	03-828	STA-221I00B Z	23A13P5	2023年3月中旬
4987458554568	55-456	STFP-221I00 B Z	23A11P2	2023年3月下旬
4987458554575	55-457	STFP-221I00 B	23A13P3	2023年4月中旬