

お客様 各位

「医療用 33 mm マイレクス」 一部品番品薄および代替製品のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度「医療用 33 mm マイレクス」一部品番につきまして、世界的な需要の増加に伴い、製造元からの入荷がなく、一時的に出荷が困難となりました。
お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、下記の代替製品をご案内申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JAN コード
46-411	マイレクスGS	50個/箱	4987458464119

- ・販売名 : 医療用 33 mm マイレクス
- ・医療機器承認番号 : 21600BZY00001000
- ・一般的名称 : 注射筒用フィルタ
- ・クラス分類 : クラスⅡ (管理医療機器)
- ・製造販売元 : メルク株式会社

商品コード	品番	包装単位	JAN コード
46-414	マイレクスGV	50個/箱	4987458464140

- ・販売名 : 医療用 33 mm マイレクス GV
- ・医療機器承認番号 : 21600BZY00355000
- ・一般的名称 : 注射筒用フィルタ
- ・クラス分類 : クラスⅡ (管理医療機器)
- ・製造販売元 : メルク株式会社

出荷再開は **2023年5月末**を予定しております。

2. 代替品番

商品コード	品番	包装単位	JAN コード
43-031	HP1002	50個/箱	4987458430312

- ・販売名 : ポール・ファーマシューア シリンジフィルタ
- ・医療機器認証番号 : 21400BZY00164000
- ・一般的名称 : 注射筒用フィルタ
- ・クラス分類 : クラスⅡ (管理医療機器)
- ・製造販売元 : 日本ポール株式会社

3. 該当品番と代替品番の比較

商品名	膜材質	膜孔径	膜直径	オスルアー形状	ハウジング材質
マイルス GS	セルロース混合エステル	0.22 μ m	33mm	ルアー	アクリルポリマー樹脂
マイルス GV	PVDF	0.22 μ m	33mm	ルアー	アクリル樹脂
HP1002	ポリエーテルスルホン	0.22 μ m	25mm	ロック	アクリル樹脂

以上