



「ニプロユローズバッグUB-25PCベルト」 販売終了および後継品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロユローズバッグUB-25PCベルト」につきまして、安定供給のための品番集約に伴い、販売終了することとなりました。つきましては後継品について、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

対象品番および後継品番

現行

商品コード	商品名	JANコード	容量	つり下げ	採尿ポート	排尿チューブ	備考
27-028	ユローズバッグ UB-25PCベルト	4987458270284	2,500mL	ベルト	あり	ストッパ	



後継

商品コード	商品名	JANコード	容量	つり下げ	採尿ポート	排尿チューブ	備考
27-009	ユローズバッグ UB-20PCベルト	4987458270093	2,000mL	ベルト	あり	排尿コック	超低床ベッド対応

終了時期



2023年6月頃

仕様相違点

① バッグの形状が異なります。



② 排尿チューブのストッパが排尿コックになります。



③ 容量が2,500mLから2,000mLになります。

