



「ニプロユローズバッグUB-25Sストリング」 販売終了および後継品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロユローズバッグUB-25Sストリング」につきまして、安定供給のための品番集約に伴い、販売終了することとなりました。つきましては後継品について、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

対象品番および後継品番

現行

商品コード	商品名	JANコード	容量	つり下げ	採尿ポート	排尿チューブ	備考
27-027	ユローズバッグ UB-25Sストリング	4987458270277	2,500mL	紐	なし	ストッパ	



後継

商品コード	商品名	JANコード	容量	つり下げ	採尿ポート	排尿チューブ	備考
27-010	ユローズバッグ UB-20PCストリング	4987458270109	2,000mL	紐	あり	排尿コック	超低床ベッド対応

終了時期



2023年6月頃

仕様相違点



① バッグの形状が異なります。



②排尿チューブのストッパが排尿コックになります。



③容量が2,500mLから2,000mLになります。



④採尿ポートなしから採尿ポートありになります。

