

平成 28 年 3 月

お客様 各位



ニプロ株式会社

## 透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」 トランスデューサ保護フィルタ仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、トランスデューサ保護フィルタの仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。  
今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 変更内容

#### 【トランスデューサ保護フィルタの色変更】

●色（変更前 ⇒ 変更後）

静脈側：無色 ⇒ 青色

●変更理由

トランスデューサ保護フィルタの色を変更することで、動脈側と静脈側の見分けをより容易にするため。

	■変更前	■変更後
静脈側		

### 変更開始ロット

変更開始ロット： 1 6 B 1 9

※在庫数の関係上、ご施設様によって変更時期が前後する可能性があります。