

単回使用皮下注射用針

## フローマックス® 品番追加のご案内

25G×1 1/2及び30G×1/2の2品番を追加しました。



### 特長

- 針先は、ニューランセット加工により滑らかに仕上げられています。
- 包装材料はプラスチック材料を用いたフィルムパック包装ですので、水漏れにも強く、開封時に紙粉発生リスクがありません。(PVCフリー)

### 仕様

医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号：219AABZX00076A01

商品コード	品番	ゲージサイズ	長さ	入数	JANコード
01-135	フローマックス 25GX1 1/2 RB GA	25G	1 1/2インチ (38mm)	100本/1箱	4987458011351
01-134	フローマックス 30GX 1/2 RB GA	30G	1/2インチ (12mm)	100本/1箱	4987458011344

### 発売時期

平成28年4月1日