

お客様各位

幹細胞用自動培養システム CELLAFORTE CELLAFORTE用バッグ回路 新発売のご案内



特長

- バッグ培養システムにより、コンタミネーションのリスクを低減
- コンパクト・軽量化を実現
- 1ユニットの運転で細胞を数億個まで増殖可能（ES/iPS細胞の場合）
- ユニット毎に、異なる細胞を安全かつ同時に培養可能。

規格

商品コード*	品名・規格	梱包	JANコード*
87-953	CELLAFORTE	1台	4987458879531
87-954	CELLAFORTE用バッグ回路	1セット	4987458879548

発売時期

平成28年4月