


耳赤外線体温計

連続測定型耳式体温計 ニプロCEサーモ 小型(両耳用)プローブ 新発売のご案内



特 長

- 小型専用センサーを開発し、標準プローブでは測定できなかった小児に対応しました(4歳以上)。
- ケーブルをループ状にし耳の内側にフィットすることで、外れにくさが大きく向上しました(特許出願中)。
- プローブ先端を弾力のある形状とし、患者負担を軽減しました。

仕 様

医療機器認証番号：21900BZX01349000 管理医療機器(クラスⅡ)
販売名：連続測定型耳式体温計

商品コード	品番	入数	JANコード
43-145	ニプロCEサーモ 小型プローブ	10 個	4560387011458

発売時期

平成 28 年 4 月 18 日