

「ニプロCAP専用セット」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロCAP専用セット」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。


敬具

変更内容

● 充填ポート部品の変更


充填ポートを「スワバブルストレートポート」から「セーフタッチ®プラグ」に変更しました。

現行



スワバブルストレートポート

変更後



セーフタッチ®プラグ

● 患者ラベル(シール)追加

患者ラベル(シール)を追加しました。

患者名	_____
薬剤	-----
使用法	_____
開始日時	年 月 日 :
備考	_____

●包材の変更

個包装

トレー包材からテープシールパック包材に変更しました。

現行



変更後



内箱、外箱

サイズを変更しました。

	現行	変更後
内箱	サイズ: 159 × 360 × 275 (mm)	サイズ: 159 × 360 × 180 (mm)
外箱	サイズ: 373 × 570 × 331 (mm)	サイズ: 373 × 380 × 331 (mm)

※入数の変更はありません。

対象品番

商品コード	品番	JANコード
55-101	CAPS-100	4987458551017
55-102	CAPS-300	4987458551024

変更ロット

CAPS-100 LOT: 16C28 (出荷予定: 平成28年6月)
CAPS-300 LOT: 16C22 (出荷予定: 平成28年6月)