

「ニプロ手術用手袋」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、「ニプロ手術用手袋」の仕様変更について、ご案内申し上げます。
引き続きご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更内容

■手型(掌部サイズ)、手袋の色調

変更規格 ・ 変更時期

商品コード	品名・規格	JANコード	変更時期
20-071	ニプロシユヅヨウ ゴムテブクロ6.0	4987458200717	平成28年 7月頃
20-072	ニプロシユヅヨウ ゴムテブクロ6.5	4987458200724	平成28年 6月頃
20-073	ニプロシユヅヨウ ゴムテブクロ7.0	4987458200731	平成28年 7月頃
20-074	ニプロシユヅヨウ ゴムテブクロ7.5	4987458200748	平成28年 6月頃
20-075	ニプロシユヅヨウ ゴムテブクロ8.0	4987458200755	平成28年10月頃

変更製造番号


商品コード サイズ	20-071 6	20-072 6.5	20-073 7	20-074 7.5	20-075 8
製造番号	213729	213730	213730	213745	213787

■手型(掌部サイズ)、手袋の色調

【掌部サイズ】

サイズ	変更前	変更後
6	77±2mm	80±2mm
6.5	84±2mm	86±2mm
7	91±2mm	92±2mm
7.5	97±2mm	98±2mm
8	103±2mm	106±2mm

【手袋の色調】



以上