



「ニプロサージカルハンド」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、「ニプロサージカルハンド」の仕様変更について、ご案内申し上げます。
 引き続きご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更内容

1. 手型(掌部サイズ) 、手袋の色調
2. 個包材、化粧箱、輸送箱のサイズ
3. 個包材、化粧箱のデザイン

変更規格 ・ 変更時期

商品コード	品名・規格	JANコード	変更時期
20-120	ニプロサージカルハンド 5. 5	4987458201202	平成29年 1月以降
20-121	ニプロサージカルハンド 6	4987458201219	平成28年 6月頃
20-122	ニプロサージカルハンド 6. 5	4987458201226	平成28年 6月頃
20-123	ニプロサージカルハンド 7	4987458201233	平成28年 7月頃
20-124	ニプロサージカルハンド 7. 5	4987458201240	平成29年 1月以降
20-125	ニプロサージカルハンド 8	4987458201257	平成29年 1月以降

変更製造番号


商品コード サイズ	20-120 5.5	20-121 6	20-122 6.5	20-123 7	20-124 7.5	20-125 8
製造番号	未定	314366	314397	314387	314367	未定

1. 手型(掌部サイズ)、手袋の色調

【掌部サイズ】

サイズ	変更前	変更後
5.5	72±2	74±2
6	77±2	80±2
6.5	84±2	86±2
7	91±2	92±2
7.5	97±2	98±2
8	103±2	106±2

【手袋の色調】



2. 個包材、化粧箱、輸送箱のサイズの変更

サイズ	変更前	変更後
個包材	(横) (縦) 150mm × 320mm	(横) (縦) 150mm × 280mm
化粧箱	(横幅)(奥行)(高さ) 155mm × 325mm × 95mm	(横幅)(奥行)(高さ) 155mm × 285mm × 95mm
輸送箱	(横幅)(奥行)(高さ) 350mm × 495mm × 510mm	(横幅)(奥行)(高さ) 300mm × 490mm × 495mm


3. 個包材、化粧箱デザインの変更

【個包材】




【化粧箱】

天面



側面



以上