

「ニプロ動物用サージカル」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、「ニプロ動物用サージカル」の仕様変更について、ご案内申し上げます。
引き続きご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更内容

■手型(掌部サイズ)、手袋の色調

変更規格 ・ 変更時期

商品コード	品名・規格	JANコード	変更時期
20-720	ドゥフツヨウ サージカルグローブ6.0	4987458207204	平成28年11月頃
20-721	ドゥフツヨウ サージカルグローブ6.5	4987458207211	平成28年 9月頃
20-722	ドゥフツヨウ サージカルグローブ7.0	4987458207228	平成28年11月頃
20-723	ドゥフツヨウ サージカルグローブ7.5	4987458207235	平成29年 1月頃

変更製造番号


商品コード サイズ	20-720 6	20-721 6.5	20-722 7	20-073 7.5
製造番号	未定	未定	未定	未定

■手型(掌部サイズ)、手袋の色調

【掌部サイズ】

サイズ	変更前	変更後
6	77±2mm	80±2mm
6.5	84±2mm	86±2mm
7	91±2mm	92±2mm
7.5	97±2mm	98±2mm

【手袋の色調】



以上