

中空糸型透析器

トリアセートホローファイバーダイアライザー 「FB-UP ecoシリーズ」 新発売のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度ダイアライザー「トリアセートホローファイバーダイアライザー「FB-UP ecoシリーズ」」を新たに発売することとなりましたのでご案内申し上げます。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

特 長

- 生体適合性に優れる
セルローストリアセートを採用
- アルブミン漏出を抑えたダイアライザー
- PVP・BPAの溶出しリスクなし



仕 様

品 名	FB-130UP eco	
商品コード	65-650	
JANコード	4987458656507	
膜面積(m ²)	1.3	
有効長(mm)	216	
血液容量(mL)	75	
クリアランス (mL/min)	尿素	196
	クレアチニン	188
	リン	179
	VB ₁₂	137
	ミオグロビン	36
UFR(mL/hr/mmHg)	38.4	
中空糸	材質	セルローストリアセート
	内径(μm)	200
	膜厚(μm)	15
滅菌方法	ガンマ線滅菌	

医療機器承認番号：20200BZZ00672000
高度管理医療機器 クラスⅢ、機能区分Ⅰa型

■性能測定条件

JIS T 3250による
クリアランス測定条件：Q_e=200mL/min、Q_b=500mL/min、Q_f=10mL/min
試験液は水溶液

UFR測定条件：Q_e=200mL/min、Q_b=0mL/min、TMP=40~90mmHg
試験液は牛血液（Ht=32±2%、TP=6.0±0.5g/dL）
※その他の膜面積につきましては順次追加いたします。

発売時期

5月16日