

## 「トリアセテートホローファイバーダイアライザー」FB-UP eco シリーズ 品番追加のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、「トリアセテートホローファイバーダイアライザー」FB-UP eco シリーズ に

1.1 m<sup>2</sup>、1.5 m<sup>2</sup>の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。

尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、

引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

### 追加品番内容

商品名	FB-110UP eco	FB-150UP eco	
商品コード	65-648	65-652	
JAN コード	4987458656484	4987458656521	
膜面積(m <sup>2</sup> )	1.1	1.5	
有効長(mm)	205	227	
血液容量(mL)	65	90	
クリアランス (mL/min)	尿素	193	197
	クレアチニン	184	191
	リン	171	181
	VB <sub>12</sub>	124	142
	ミオグロビン	31	40
UFR(mL/hr/mmHg)	32.7	42.3	
中空糸	材質	セルローストリアセテート	
	内径(μm)	200	
	膜厚(μm)	15	
滅菌方法	ガンマ線滅菌		

### ■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件:QB=200mL/min、QD=500mL/min、QF=10mL/min 試験液は水溶液

UFR 測定条件:QB=200mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液(Ht=32±2%,TP=6.0±0.5g/dL)

### 発売時期

・平成 28 年 6 月 13 日 ※その他の膜面積につきましても順次追加いたします。