

「ニプロ中空糸型透析器 PES」 PES-K α eco シリーズ 品番追加のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、この度、「ニプロ中空糸型透析器 PES」 PES-K α eco シリーズに
 1.1 m²、1.5 m²の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。
 尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、
 引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

追加品番内容

商品名		PES-11K α eco	PES-15K α eco
商品コード		65-134	65-138
JAN コード		4987458651342	4987458651380
膜面積(m ²)		1.1	1.5
有効長(mm)		228	259
血液容量(mL)		68	93
クリアランス (mL/min)	尿素	190	197
	クレアチニン	182	191
	リン	170	181
	VB ₁₂	122	142
	ミオグロビン	47	60
UFR(mL/hr/mmHg)		40.8	51.9
中空糸	材質	ポリエーテルスルホン	
	内径(μm)	200	
	膜厚(μm)	40	
滅菌方法		ガンマ線滅菌	

■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件: QB=200mL/min、QD=500mL/min、QF=10mL/min 試験液は水溶液

UFR 測定条件: QB=200mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液 (Ht=32±2%, TP=6.0±0.5g/dL)

発売時期

・平成 28 年 6 月 13 日 ※その他の膜面積につきましても順次追加いたします。