

平成 28 年 6 月

お客様 各位



ニプロ株式会社

「セーフタッチ®カニューラ GA」ルアーキャップ 組み立て方法改良(締め付けトルク)のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「セーフタッチ®カニューラ GA」(医療機器認証番号 218AABZX00037000)の組み立て方法を変更致しますのでご案内申し上げます。

変更時期につきましては弊社営業担当へご確認賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

ルアーキャップの組み立て方法を改良(締め付けトルク)することにより、ルアーキャップが安易に緩まず、安定した力で開封できるようになりました。

ルアーキャップ-ルアーコネクタの開封トルク比較(単位:N・m n=24)

	変更前	変更後
平均値	4.4	5.2
最大値	5.8	5.5
最小値	3.6	4.8

変更時期

別途弊社営業担当者よりご案内させていただきます。