

お客様 各位

## 透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」

### 横ずれ防止クランプへの変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。  
 さて、この度、クランプの仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。  
 今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

#### 変更内容

形状は下記表の通り、全て横ずれ防止クランプへの統一となります。  
 材質は、通常クランプ（ミニ）のみ POM から PP への変更します。  
 その他のクランプについては、PP ですが、不透明から半透明の材質となります。

		通常クランプ	現行の横ずれ防止クランプ
変更前	ロバートクランプ		
	ミニクランプ		
変更後	ロバートクランプ		
	ミニクランプ		

## ●変更理由

本変更を実施することで、チューブの横ずれを防止し、より確実なチューブのクランプが行えます。また、より強度の高い半透明の材質に変更することで、使用中に予期せぬ部品の変形が起こるリスクが低くなります。

## 変更開始ロット

変更開始ロット： 1 6 G 0 1

※在庫数の関係上、ご施設様によって変更時期が前後する可能性がございます。