

排液バック

スリムドレナバック 品番追加のご案内

200mLの品番を追加しました。



特 長

- 逆流防止弁がバック内の排液の逆流を防ぎます。
- 平型バックよりも安定した低圧持続吸引が行えます。

仕 様

医療機器届出番号：27B1X00045000115 医療機器クラス分類：クラスI（一般医療機器）

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
40-600	ドレナバック UC-0200-RE	10個	4987458406003

発売時期

平成28年9月6日