

「ポリネフロン®」 PES-DS α eco シリーズ 品番追加のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、「ポリネフロン®」 PES-DS α eco シリーズに 2.5 m²の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。

尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、

引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

追加品番内容

商品名	PES-25DS α eco	
商品コード	65-170	
JAN コード	4987458651700	
膜面積(m ²)	2.5	
有効長(mm)	305	
血液容量(mL)	148	
クリアランス (mL/min)	尿素	200
	クレアチニン	200
	リン	199
	VB ₁₂	192
	ミオグロビン	148
中空糸	材質	ポリエーテルスルホン
	内径(μ m)	200
	膜厚(μ m)	40
滅菌方法	ガンマ線滅菌	

■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件: QB=200mL/min、QD=500mL/min、QF=10mL/min 試験液は水溶液

UFR 測定条件: QB=200mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液 (Ht=32 \pm 2%, TP=6.0 \pm 0.5g/dL)

発売時期

・平成 28 年 9 月 20 日