

「トリアセテートホローファイバーダイアライザー」FB-UP eco シリーズ 品番追加のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、この度、「トリアセテートホローファイバーダイアライザー」FB-UP eco シリーズ に
 1.7 m²、1.9 m²、2.1 m²、2.5 m²の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。
 尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、
 引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

追加品番内容

商品名	FB-170UP eco	FB-190UP eco	FB-210UP eco	FB-250UP eco
商品コード	65-654	65-656	65-658	65-662
JAN コード	4987458656545	4987458656569	4987458656583	4987458656620
膜面積(m ²)	1.7	1.9	2.1	2.5
有効長(mm)	236	245	254	280
血液容量(mL)	105	115	125	145
クリアランス (mL/min)	尿素	198	199	200
	クレアチニン	193	195	197
	リン	186	189	193
	VB ₁₂	149	156	164
	ミオグロビン	45	49	53
中空糸	材質	セルローストリアセテート		
	内径(μm)	200		
	膜厚(μm)	15		
滅菌方法	ガンマ線滅菌			

■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件: QB=200mL/min、QD=500mL/min、QF=10mL/min 試験液は水溶液

UFR 測定条件: QB=200mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液 (Ht=32±2%, TP=6.0±0.5g/dL)

発売時期

・平成 28 年 9 月 20 日