

# 新発売

平成28年 10月


**NIPRO**  
ニプロ株式会社

## エクステンションチューブ 品番追加のご案内



### 特 徴

- ロックコネクタのロックカプラ部を必要に応じてスライドさせることができます。
  - 接液部分のコネクタ材質が、ポリカーボネートからポリプロピレンに変更になります。
- ※ メスコネクタにセーフタッチプラグ・セーフタッチ 三方活栓が付いている製品は、従来品よりメスコネクタ形状の変更ありません



仕 様

医療機器届出番号:27B1X00045000072

クラス分類:クラス I (一般医療機器)

JANコード	商品コード	品番
4987458665653	66-565	STEX1-50PFRC
4987458665660	66-566	STEX1-20PFRCs
4987458665677	66-567	STEX1-20PFPS
4987458665684	66-568	STEX1-50PFPS
4987458665691	66-569	STEX1-10PFS
4987458665707	66-570	STEX1-20PFS
4987458665714	66-571	STEX1-50PFS
4987458665578	66-557	STEX1-100PFS
4987458665721	66-572	STEX3-50PFRC
4987458665622	66-562	STEX3-100PFRC
4987458665738	66-573	STEX3-50PFRCs
4987458665639	66-563	STEX3-50PFRC2
4987458665745	66-574	STEX3-50PFP2H
4987458665752	66-575	STEX3-20PFPS
4987458665769	66-576	STEX3-50PFPS
4987458665776	66-577	STEX3-50PFPH
4987458665783	66-578	STEX3-10PFS
4987458665790	66-579	STEX3-20PFS
4987458665806	66-580	STEX3-50PFS
4987458665585	66-558	STEX3-100PFS

発売時期

平成28年 10月 3日