

「ニプロ経腸栄養バッグ」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度「ニプロ経腸栄養バッグ」の仕様を変更いたしましたのでご案内申し上げます。
変更内容につきましては下記をご参照くださいますようお願い申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更点

①氏名、備考欄

見やすく書きやすくするため、スペースを拡大し、氏名欄は上部へ移動いたしました。



②チューブハンガー

チューブを落ちにくくするために形状を変更いたしました。



③つり下げ口


持ち運びやすさ及びつり下げ際の視認性向上のため、穴の形状を変更いたしました。



④目盛り

目盛りを100mL単位から50mL単位に変更いたしました。

また、栄養剤を充填する際に参考にできる目盛りを追加いたしました。



⑤たたみ方

机等に置いた時に氏名欄等が隠れるのを防ぐため、たたみ方を逆にいたしました。



変更品番

商品コード	品番	JANコード
26-985	EFA-10STZ	4987458269851



商品コード	品番	JANコード
26-117	EFA-10STZN	4987458261176

※個包装・内箱・外箱のサイズに変更はございません。

変更時期

平成28年 10月中旬頃