

お客様 各位



## 「サージット®30」 NSD3シリーズ仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、「サージット30 NSD3シリーズ」の仕様を変更しますので、ご案内申し上げます。  
引き続きご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 変更内容

剥離用フィルムの材質をPET(ポリエチレンテレフタレート)からPE(ポリエチレン)に変更しました。  
材質の変更により、剥離用フィルムが、柔らかくなりました。

#### 変更理由

- 剥離用フィルムに柔軟性を持たせることで、
- ①ドレッシングフィルムが、貼付し易くなります。
  - ②剥離用フィルムが、剥がし易くなります。
  - ③貼付後のドレッシングフィルムが、剥がれにくくなります。

#### 変更規格・ロット

商品コード	品名・規格	JANコード	変更Lot.	流通時期(見込み)
21-061	サージット30 NSD3-1	4987458210617	161025	平成28年12月中旬
21-062	サージット30 NSD3-2	4987458210624	161005	平成28年12月中旬
21-063	サージット30 NSD3-3	4987458210631	161027	平成29年 2月上旬
21-064	サージット30 NSD3-4	4987458210648	170105以降	平成29年 3月以降
21-065	サージット30 NSD3-5	4987458210655	170201以降	平成29年 5月以降

以上