

中空糸型透析器

トリアセートホローファイバーダイアライザー 「FB-Fα ecoシリーズ」 新発売のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度ダイアライザ「トリアセートホローファイバーダイアライザー「FB-Fα ecoシリーズ」」を新たに発売することとなりましたのでご案内申し上げます。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

特 長

- 生体適合性に優れる
セルローストリアセートを採用
- 適度なアルブミン漏出のダイアライザ
- PVP・BPAの溶出リスクなし



仕 様

医療機器承認番号：トリアセートホローファイバーダイアライザー 20200BZZ00672000
高度管理医療機器 クラスⅢ、機能区分Ⅰb型

品 名	FB-150Fα eco	FB-170Fα eco	FB-190Fα eco	FB-210Fα eco
商品コード	65-578	65-580	65-582	65-584
JANコード	4987458655784	4987458655807	4987458655821	4987458655845
膜面積 (㎡)	1.5	1.7	1.9	2.1
有効長 (mm)*	227	236	245	254
血液容量 (mL)	90	105	115	125
クリアランス (mL/min)	尿素	196	197	199
	クレアチニン	191	193	196
	リン*	184	188	191
	VB ₁₂	148	155	162
	ミオグロビン*	77	85	92
中空糸	材質	セルローストリアセート		
	内径 (μm)	200		
	膜厚 (μm)	15		
滅菌方法	ガンマ線滅菌			

*参考値

■性能測定条件

JIS T 3250による

クリアランス測定条件：Q_a=200mL/min、Q_b=500mL/min、Q_f=10mL/min 試験液は水溶液

発売時期

12月12日

*その他の膜面積につきましては順次追加いたします。