

持続緩徐式血液濾過器

シュアフィルター®「PUT®-ecoシリーズ」

新発売のご案内

拝啓 平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度持続緩徐式血液濾過器 “シュアフィルター®「PUT®-ecoシリーズ」” を新たに発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬 具

特 長

- 透水性に優れたPES膜の採用
- シャープな分画特性
- ハウジング、中空糸膜のビスフェノールA (BPA) フリー化



仕 様

医療機器承認番号：22700BZX00234000 高度管理医療機器(クラスⅢ)

商品名	PUT®-03 eco	PUT®-09 eco	PUT®-11 eco	PUT®-15 eco	PUT®-21 eco	PUT®-25 eco
商品コード	63-421	63-424	63-425	63-427	63-430	63-432
JANコード	4987458634215	4987458634246	4987458634253	4987458634277	4987458634307	4987458634321
有効膜面積(m ²)	0.3	0.9	1.1	1.5	2.1	2.5
有効長(mm)	162	212	228	259	290	305
血液充填量(mL)	23	53	68	93	128	148
限外濾過率(mL/hr/mmHg)	15	24	25	31	34	36
中空糸膜	材質	ポリエーテルスルホン				
	内径(μm)	200				
	膜厚(μm)	40				
ヘッダー			ポリプロピレン			
ハウジング			ポリプロピレン			
滅菌方法			ガンマ線滅菌			

発売時期

平成28年11月7日(月)