

「トリアセートホローファイバーダイアライザー」FB-UP eco シリーズ 品番追加のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、この度、「トリアセートホローファイバーダイアライザー」FB-UP eco シリーズ に
 0.5 m²、0.7 m²、0.9 m²の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。
 尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、
 引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

追加品番内容

商品名		FB-50UP eco	FB-70UP eco	FB-90UP eco
商品コード		65-642	65-644	65-646
JAN コード		4987458656422	4987458656446	4987458656460
膜面積(m ²)		0.5	0.7	0.9
有効長(mm)		165	176	191
血液容量(mL)		35	45	55
クリアランス (mL/min)	尿素	169	181	190
	クレアチニン	149	165	177
	リン	129	147	161
	VB ₁₂	80	97	112
	ミオグロビン	17	21	26
中空糸	材質	セルローストリアセート		
	内径(μm)	200		
	膜厚(μm)	15		
滅菌方法		ガンマ線滅菌		

■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件: QB=200mL/min、QD=500mL/min、QF=10mL/min 試験液は水溶液

UFR 測定条件: QB=200mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液(Ht=32±2%,TP=6.0±0.5g/dL)

発売時期

・平成 28 年 11 月 18 日