

お客様 各位

「エクステンションチューブ」 ロックコネクタ変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「エクステンションチューブ」の、コネクタ仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

- コネクタ形状を変更します。
- スリップコネクタは新ロック形状に統一になります。
- 接液部分の材質が、ポリカーボネートからポリプロピレンに変更になります。耐薬品性が向上しました。

対象製品

<ロックタイプ> ロックコネクタの仕様変更になります。

JANコード	商品コード	品番
4987458666353	66-635	STPBEX1-20NFRCS
4987458666377	66-637	STPBEX1-10NFS
4987458666384	66-638	STPBEX1-20NFPS
4987458666414	66-641	STPBEX1-50NFRC
4987458666438	66-643	STPBEX1-50NFPS
4987458666452	66-645	STPBEX1-20NFS
4987458666476	66-647	STPBEX1-50NFS
4987458666490	66-649	STPBEX3-50NFRC
4987458666513	66-651	STPBEX3-50NFP2H
4987458666520	66-652	STPBEX3-50NFPS
4987458666537	66-653	STPBEX3-50NFPH
4987458666544	66-654	STPBEX3-20NFS
4987458666568	66-656	STPBEX3-50NFS
4987458666582	66-658	STPBEX3-20NFPS
4987458666612	66-661	STPBEX3-10NFS
4987458666629	66-662	STPBEX3-50NFRCS

<スリップタイプ> 品番と仕様がロックタイプに統合になります。

JANコード	商品コード	品番
4987458666360	66-636	STPBEX1-20ARCS
4987458666391	66-639	STPBEX1-20APS
4987458666421	66-642	STPBEX1-50ARC
4987458666445	66-644	STPBEX1-50APS
4987458666469	66-646	STPBEX1-20AS
4987458666483	66-648	STPBEX1-50AS
4987458666506	66-650	STPBEX3-50ARC
4987458666551	66-655	STPBEX3-20AS
4987458666575	66-657	STPBEX3-50AS
4987458666599	66-659	STPBEX3-20APS
4987458666605	66-660	STPBEX3-50APS
4987458666636	66-663	STPBEX3-50ARCS



JANコード	商品コード	品番
4987458666353	66-635	STPBEX1-20NFRCS
4987458666384	66-638	STPBEX1-20NFPS
4987458666414	66-641	STPBEX1-50NFRC
4987458666438	66-643	STPBEX1-50NFPS
4987458666452	66-645	STPBEX1-20NFS
4987458666476	66-647	STPBEX1-50NFS
4987458666490	66-649	STPBEX3-50NFRC
4987458666544	66-654	STPBEX3-20NFS
4987458666568	66-656	STPBEX3-50NFS
4987458666582	66-658	STPBEX3-20NFPS
4987458666520	66-652	STPBEX3-50NFPS
4987458666629	66-662	STPBEX3-50NFRCS

変更ロット及び変更予定時期

JANコード	商品コード	品番	時期
4987458666353	66-635	STPBEX1-20NFRCS	未定
4987458666377	66-637	STPBEX1-10NFS	未定
4987458666384	66-638	STPBEX1-20NFPS	未定
4987458666414	66-641	STPBEX1-50NFRC	未定
4987458666438	66-643	STPBEX1-50NFPS	2017年4月以降
4987458666452	66-645	STPBEX1-20NFS	未定
4987458666476	66-647	STPBEX1-50NFS	12月中旬
4987458666490	66-649	STPBEX3-50NFRC	12月中旬
4987458666513	66-651	STPBEX3-50NFP2H	未定
4987458666520	66-652	STPBEX3-50NFPS	12月中旬
4987458666537	66-653	STPBEX3-50NFPH	12月中旬
4987458666544	66-654	STPBEX3-20NFS	12月中旬
4987458666568	66-656	STPBEX3-50NFS	12月中旬
4987458666582	66-658	STPBEX3-20NFPS	2017年1月以降
4987458666612	66-661	STPBEX3-10NFS	12月下旬
4987458666629	66-662	STPBEX3-50NFRCS	12月中旬
4987458077005	07-700	STPBEX1-10NFS-T	未定
4987458077012	07-701	STPBEX1-20NFS-T	未定
4987458077029	07-702	STPBEX3-50NFPS-HI	未定
4987458077043	07-704	STPBEX3-50NFRC-HI	未定
4987458077081	07-708	STPBEX1-100NFRCS	未定
4987458077098	07-709	STPBEX1-150NFRCS	未定
4987458077104	07-710	STPBEX1-150NFS	未定
4987458664946	66-494	STPBEX3-30PFPS1	未定
4987458664984	66-498	STPBEX1-20PFPS1	未定
4987458664991	66-499	STPBEX3-20PFPS1	未定
4987458665042	66-504	STPB-EX3-100NFRCS	未定
4987458665059	66-505	STPB-EX3-150NFRCS	未定
4987458666643	66-664	STPBEX1-100NFS	未定
4987458666667	66-666	STPBEX3-100NFS	未定
4987458666674	66-667	STPBEX3-30NFPS	12月上旬
4987458666698	66-669	STPBEX3-50NFP3H	未定
4987458666704	66-670	STPBEX1-20NFPS1	12月上旬
4987458666711	66-671	STPBEX3-50NFRC2	未定
4987458666728	66-672	STPBEX3-50NFP2S	未定
4987458666735	66-673	STPBEX3-20NFPS1	未定
4987458666742	66-674	STPBEX1-100NFSNCL	未定

※ スリップタイプをご使用の施設への変更予定時期は、別途弊社担当者よりご案内致します。

変更内容

変更前


変更後

<オスコネクタ>


ロックタイプ



スリップタイプ



必要に応じて、ロックカプラを後ろにスライドさせることができます。



<メスコネクタ>



以上