

お客様各位



ニプロ株式会社

「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」 (ベビーフロー) 仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度弊社では「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」(医療機器承認番号 16100BZZ01735000)の仕様を一部、下記の通り変更いたします。

詳細は別途弊社営業担当者よりご案内させていただきます。


何卒ご高配賜りますよう、宜しく御願ひ申し上げます。

敬具

変更点

利便性と視認性の向上の為、以下の変更を行います。

- カテーテル部に 1cm 間隔で深度マーカーを付与致します。
- Y字管部に、カテーテルサイズ (6Fr×10cm) とロゴを付与致します。
- 枝管に、プライミングボリュームを表示します。



対象製品

| 商品コード | 品番 | JANコード |
|--------|------------------|---------------|
| 40-362 | BA/UK UB-0610-WB | 4987458403620 |

変更開始ロット

Lot No. 25609011 より変更

以上