

お客様各位



## 「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」 仕様変更のお知らせ


拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。  
さて、この度弊社では「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」(医療機器承認番号 16100BZZ01735000)の仕様を下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。  
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願ひ申し上げます。

敬具

### 変更点

操作時のスタイレット視認性向上の為、送血側内のスタイレットを半透明から青色に変更致しました。  
回路等誤接続防止の為、コネクタ部分を白色からオレンジ色に変更致しました。

比較写真(カテーテルハブ部拡大)



### 対象製品

別紙「UK カテーテルキット スタイレット変更該当製品一覧」をご参照お願い致します。

### 変更開始時期

2017年1月より順次変更を致します。

以上