

平成29年1月

お客様各位



検査商品開発営業部

真空採血管『ネオチューブ NP-KN0107-13・NP-KN0107-103』ラベル変更ご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「真空採血管ネオチューブ NP-KN0107-13・NP-KN0107-103」の管に貼付けているラベルの表示を変更します。

この製品には関東化学株式会社製血液検査用アンモニアキット「シカリキッド NH₃」の専用除蛋白液が充填されています。


ご使用の際には真空採血は実施せずにシリンジで採血してから注射針を外して分注して下さい。

敬具

記

品番 : 31-516 ネオチューブ NP-KN0107-13
: 31-517 ネオチューブ NP-KN0107-103
仕様 : 関東化学株式会社製血液検査用アンモニアキット
「シカリキッド NH₃」の専用除蛋白液が充填品
生産時期 : 平成29年 2月
流通時期 : 平成29年 5月予定
変更内容 : ラベルの変更

従来管ラベル



新規管ラベル

