

研究用試薬

インドキシル硫酸測定試薬「ニプロ」

新発売のご案内



特 長

- 酵素法を原理とする液状試薬です。
- 生化学自動分析装置で測定することができます。
- 検体の前処理は不要です。
- 測定時間は 10 分です。
- HPLC 法と良好な相関を示します。

仕 様

商品コード	商品名	入数	参考価格	JANコード
13-200	インドキシル硫酸測定試薬「ニプロ」	1箱	300,000 円	4987458132001

発売時期

平成 29 年 2 月 1 日 発売